

CI SONO ALTRE MASCHERINE IDONEE ?

Sì, la normativa Europea (EN 149:2001) raggruppa le maschere FFP (Filtering Face Piece che vuol dire Facciale Filtrante delle Particelle) in FFP1, FFP2, FFP3. Corrispondono ad efficienze minime di filtrazione del particolato rispettivamente dell' 80%, 94% e 99%.

Sono mascherine monouso.



FFP1



FFP2



FFP3

Le immagini dei dispositivi sono puramente indicative



STOP CORONAVIRUS



COS'È IL COVID-19?

LA MALATTIA PROVOCATA DAL NUOVO CORONAVIRUS HA UN NOME: "COVID-19" (DOVE "CO" STA PER CORONA, "V" STA PER VIRUS, "D" STA PER DISEASE OVVERO MALATTIA E 19 STA AD INDICARE L'ANNO IN CUI SI È MANIFESTATA).

Come si trasmette il Coronavirus?

- In modo Diretto : tra persona e persona se la distanza è inferiore ad un metro, attraverso delle goccioline (Droplets) provenienti da una persona infetta che vengono a contatto con le mucose (bocca, occhi, naso) di un soggetto sano;

- In modo Indiretto: Attraverso oggetti o superfici contaminate.

Ma cosa sono queste goccioline infette chiamate Droplet's?

Sono gocce di acqua che trasmettono i germi nell'aria quando la fonte e il paziente sono vicini, prodotte dall'individuo sorgente con la tosse, lo starnuto oppure parlando, queste goccioline percorrono solo piccole distanze, usualmente di un metro tramite l'aria; per questo motivo è importante mantenere la distanza di sicurezza.

UN USO CORRETTO DEI DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale)

Possono ridurre il numero dei Contagi ?

Sì, indossando in modo corretto le mascherine chirurgiche:

- Coprendo bocca e naso con la mascherina e assicurandoti che sia perfettamente aderente al viso

- Evitando di toccare la maschera mentre la stai utilizzando, se la tocchi devi lavare subito le mani

- Indossando solo le mascherine a marchio CE che ha il significato di Conformità Europea ed è la dimostrazione grafica che il prodotto a cui è applicato rispetta le normative della Comunità Europea

- Le mascherine chirurgiche hanno una durata massima di 4 ore

- Le mascherine in Stoffa non sono a norma, perché sprovviste del marchio CE

- L'uomo deve tagliare la barba per garantire una migliore adesione della mascherina al volto

- Non indossare le mascherine con valvola, perché protegge chi la indossa ma non gli altri, poiché dalla valvola esce il respiro.

Indossata da chi è positivo contagia

OCCHIO ALLA DIFFERENZA

conformità Europea



Cina export



IDONEA
MASCHERINA CHIRURGICA

MASCHERINA IN TESSUTO
NON IDONEA

